

MERZ AESTHETICS®

KONTUR MIT KOMFORT

RADIESSE® MIT 0,3 % LIDOCAINE




INJEKTIONSTECHNIKEN
FÜR KONTURIERUNG

RADIESSE®
LIDOCAINE




BOLUS-TECHNIK

- Bei der Bolus-Technik werden größere Aliquots des Fillermaterials in tieferen Gewebeschichten platziert.
- Nach der Injektion ist das Material den Erfordernissen durch Massage/Druck anzupassen, um das Ergebnis zu optimieren.
- Das Behandlungsergebnis ist unmittelbar sichtbar. Korrigieren Sie bis zum optimalen kosmetischen Ergebnis, führen Sie jedoch keine Überkorrektur durch.




FÄCHER-TECHNIK

- Die Nadel wird zur intradermalen Injektion in einem Winkel von 30–45° in die tiefe Dermis eingeführt. Das Material wird beim langsamen Zurückziehen der Nadel platziert, wobei die applizierte Menge zum Einstichpunkt hin abnimmt.
- Nach der Injektion wird die Nadel nicht ganz aus dem Einstichpunkt herausgezogen, sondern es erfolgt ein erneutes Vorschieben der Nadel in eine andere Richtung.
- Der Vorgang wird fächerförmig mehrfach wiederholt.
- Geeignet z. B. zur Volumengebung im Bereich der Wange.




BEHANDLUNG PRE-JOWL-SULCUS



- Für die Behandlung des Pre-Jowl-Sulcus hat sich die Platzierung des Materials in der Bolus-Technik bewährt.
- Den behandelten Bereich massieren und modellieren, um ein gleichmäßiges kosmetisches Ergebnis zu erreichen.
- Injektionstiefe:
Injektionen erfolgen tief dermal oder subdermal.
- Nadelstärke:
27 G $\frac{3}{4}$ " TW Nadel

BEHANDLUNG KIEFERKONTUR



Punkt 1: Kieferwinkel
Punkt 2: Pre-Jowl-Sulcus


Cave: A. angularis

- Zur Betonung des Unterkieferwinkels hat sich die Platzierung des Materials in der Bolus-Technik bewährt. Zur Konturierung der Kinn-Kieferlinie bietet sich die Fächer- oder Tunneltechnik an.
- Den behandelten Bereich massieren und modellieren, um ein gleichmäßiges kosmetisches Ergebnis zu erreichen.
- Injektionstiefe Bolus-Technik:
Injektionen erfolgen tief dermal oder subdermal.
- Injektionstiefe Fächer-Technik:
Injektionen erfolgen tiefdermal oder subdermal, max. 0,05 ml pro Strang.
- Nadelstärke:
27 G $\frac{3}{4}$ " TW Nadel
atraumatische Kanüle 22 G 50 mm/70 mm
25 G 50 mm/70 mm

**Zum Online-Webcast: Radiesse® Lidocaine –
Konturierung der Unterkieferkontur
mit Dr. Kate Goldie**



BEHANDLUNG JOCHBEIN-KONTURIERUNG



Cave: Foramen infraorbitale

- Augmentation mit der Fächer-Technik:
 - tiefdermal oder subdermal
 - max. 0,05 ml pro Strang
- Nadelstärke:
 - 27 G $\frac{3}{4}$ " TW Nadel
 - atraumatische Kanüle 22 G 50 mm/70 mm
 - 25 G 50 mm/70 mm

KONTUR MIT KOMFORT

Radiesse® Lidocaine



DER VOLUMEN-UND LIFTING-FILLER

mit hohem Behandlungskomfort

- Signifikante Schmerzreduktion¹
- Bequemes und schnelles Handling dank Fertigspritze²
- Gewohnt überzeugendes Sicherheitsprofil¹
- Ausschöpfen der vollen Hebekraft von Radiesse®³
- Hohe Patientenzufriedenheit bei lang anhaltender Wirkung⁴

ZUSAMMENSETZUNG

70 % cellulosebasiertes Gel mit sterilem Wasser und Glycerin
30 % Calciumhydroxylapatit (CaHA)-Mikrosphären
+ 0,3 % Lidocain

NADEL

27 G $\frac{3}{4}$ " Terumo TW




HINWEIS FÜR ALLE INJEKTIONSTECHNIKEN

Radiesse® Lidocaine besitzt außergewöhnliche rheologische Eigenschaften³ und ist durch seine hohe Elastizität und Viskosität optimal für die Konturierung geeignet.

MERZ AESTHETICS® SCALES – KIEFERKONTUR

				
				
0 No sagging	1 Mild sagging	2 Moderate sagging	3 Severe sagging	4 Very severe sagging

MERZ AESTHETICS® SCALES – JOCHBOGEN

				
				
				
0 Full upper cheek	1 Mildly sunken upper cheek	2 Moderately sunken upper cheek	3 Severely sunken upper cheek	4 Very severely sunken upper cheek

¹ Schachter D et al. J Drugs Dermatol. 2016; 15(8): 1005–1010.

² Radiesse® Lidocaine Gebrauchsinformation.

³ Meland M, Groppi C, Lorenc ZP. J Drugs Dermatol. 2016; 15(9): 1107–10.

⁴ Moers-Carpi M et al. Dermatol Surg. 2007 Dec; 33 Suppl 2: S144–151.

Merz Pharmaceuticals GmbH
Geschäftsbereich Merz Aesthetics
Eckenheimer Landstraße 100
60318 Frankfurt am Main
www.merz-aesthetics.de
www.radiesse.de

Radiesse® ist eine eingetragene Marke der Merz North America Inc., Merz Aesthetics® ist eine eingetragene Marke der Merz Pharma GmbH & Co. KGaA.